



Liquid Strip

Packung 2,5 g Spritze, 5 Aufsteckkanülen



Artikelnr.: 84204
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 105 mm
Länge: 193 mm

€ 16,83

Zzgl. MwSt.

Packung 2,5 g Spritze, 5 Aufsteckkanülen

Farbloses Glycerinöl für Farbanprobe von zahnfarbenen Restaurationen und zur Vermeidung der sauerstoffinhibierten Schicht bei Composites beim Einsetzen von Composite- und Keramikrestaurationen.