

Alginate Mixer II

Stück CA37 NS inklusive Zubehör



Artikelnr.: 84221
Hersteller: Cavex
Gewicht: 26.6 kg
Höhe: 620 mm
Breite: 420 mm
Länge: 380 mm

€ 1.037,84

Zzgl. MwSt.

Stück Mischer CA37 NS inklusive Wasserdosierflasche, 4 Mischbecher, Anmischspatel, Rührstab, Magnetbehälter, Netzkabel, 10 x 500 g CA37 Normal Set

Die Reproduzierbarkeit ist eine Grundvoraussetzung der modernen Zahnmedizin. Bei der Zubereitung von Hand kommt es aber zu Abweichungen bei der Paste, die sich auf die Qualität und die Aushärtungszeit des Abdrucks auswirken. Der Alginate Mixer macht seine Arbeit immer auf die gleiche Weise. Darauf können Sie sich verlassen.