



Stichfräser

Packung 3 Stück vierkant



Artikelnr.: 84235

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 27 mm

Länge: 28 mm

€ 19,96

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser vierkant

Stichfräser aus Stahl. Zum groben Ausschneiden harter Tiefziehfolien und -platten. Hohe Drehzahl (20 - 40.000 U/min.)! Schutzbrille verwenden.

Der Stichfräser ist rechtsschneidend aber linksspiralig genutet, er transportiert Materialreste vom Handstück weg und vermeidet dadurch eine Klumpenbildung.