



## HERAFORM® Typ A+B

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B



Artikelnr.: 84367  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 2.125 kg  
Höhe: 213 mm  
Breite: 95 mm  
Länge: 140 mm

**€ 97,36**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B

Dieses additionsvernetzte, schrumpfungsfreie und füllstoffarme Silikon wird zur Herstellung von Duplikatmodellen eingesetzt. Die Komponenten A + B werden im Verhältnis 1:1 verarbeitet.

Komponente A = weiß, B = orange.

HERAFORM® zeichnet sich durch hohe Zeichnungsgenauigkeit und gute Fließfähigkeit aus.

Materialkosten können durch Zugabe von bis zu 15 % Granulat reduziert werden.

Shorehärte 20.