

POLYMAT

Stück



Artikelnr.: 84369

Hersteller: Reitel Feinwerktechnik

Gewicht: 20 kg

Höhe: 520 mm

Breite: 480 mm

Länge: 480 mm

€ 2.085,90

Zzgl. MwSt.

Stück Polymerisationsgerät

Artikulatoren oder mehrere Kuvetten im Kuvettenspanner finden in dem *POLYMAT* Polymerisationsgerät Platz. Die Aushärtung der Materialien wird durch Einstellung von Temperatur, Druck und Zeit erreicht. Der außerhalb des Nutzraums liegende Heizkörper garantiert Langlebigkeit und Verschleißfreiheit und erleichtert die Reinigung des korrosionsbeständigen Edelstahl-Drucktopfes. Der Aufheizprozess ist auch bei geöffnetem Deckel möglich. Die Behälterentleerung erfolgt über einen Ablasshahn. Die praktische und speziell entwickelte Entnahmehilfe ist im Lieferumfang enthalten.

Technik

- Elektronische Temperaturregelung bis 100 °C, optional 120 °C
- Zeitschaltuhr bis 120 Minuten
- Statusanzeige
- Schneller Druckaufbau
- Wasserdicht nach IP44
- Mehrfache Sicherheitseinrichtungen
- Ablasshahn