



Omnisuc

Flasche 2,5 Liter



Artikelnr.: 84393
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 2.701 kg
Höhe: 358 mm
Breite: 93 mm
Länge: 160 mm

€ 20,16

Zzgl. MwSt.

Flasche 2,5 Liter

Mit *Omnisuc* steht Ihnen ein hochwirksames Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamabscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (*candida albicans*), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2 % = 5 Minuten, 3 % = 2 Minuten. *Omnisuc* gibt es in 2,5 Liter Flaschen mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher.