



Praxisbox

Stück leer, für Interdentalbürsten Original und Extra Soft



Artikelnr.: 84550
Hersteller: TePe D-A-CH GmbH
Gewicht: 0.335 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 116 mm
Länge: 319 mm

€ 5,57

Zzgl. MwSt.

Stück Praxisbox leer, für Interdentalbürsten Original und Extra Soft

Praktische Aufbewahrung der TePe Interdentalbürsten für die Zahnarztpraxis.

8 herausnehmbare Behälter für Interdentalbürsten Original und Extra Soft oder 4 Behälter für TePe Angle™. In jeden Behälter passen 15 Bürsten inklusive Schutzkappen.

Nützliche Anwendungsinformationen zu den Bürstengrößen sind enthalten.

Boxen werden ohne Inhalt geliefert.