



Retrax® Gel FS

Packung 12 x 0,75 g Einwegspritze, 12 MicroFusor Applikatorspitzen



Artikelnr.: 84573

Hersteller: Sigma Dental Systems

Gewicht: 0.059 kg

Höhe: 198 mm

Breite: 51 mm

Länge: 118 mm

€ 41,96

Zzgl. MwSt.

Packung 12 x 0,75 g Einwegspritze, 12 MicroFusor Applikatorspitzen

RETRAX® GEL FS (EISENSULFAT)

Retrax® Gel FS hat sich als erfolgreiches Mittel zur Blutstillung erwiesen, wenn übermäßige Blutungen innerhalb kurzer Zeit zuverlässig gestillt werden sollen. Durch seinen einzigartigen, gepufferten pH-Wert wird das Gewebetrauma im Vergleich zu anderen Eisen-III-Sulfat-Produkten deutlich reduziert. Die charakteristische Gel-Formulierung bietet eine problemlose und saubere Applikation. *Retrax® Gel FS* wirkt als „Gleitmittel“ beim Fadenlegen für Kronen- und Brückenversorgungen vor der Abformung und kontrolliert die Sulkusflüssigkeit bei der adhäsiven Befestigung indirekter Restaurationen. Da eisensulfathaltige Lösungen die Abbindung von Polyäthern und manchen additionsvernetzten Silikon-Abdruckmassen beeinträchtigen können, sollte das Arbeitsgebiet gründlich ausgespült und getrocknet werden.