



Peha-soft® syntex powderfree

Packung 100 Stück puderfrei, S



Artikelnr.: 84616
Hersteller: Paul Hartmann AG
Gewicht: 0.518 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 127 mm
Länge: 226 mm

€ 3,63

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, S

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Stretchvinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; elastisch und reißfest, hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleuniger (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.