



HERAVEST® M 2000

Karton 4 x 5 kg Beutel



Artikelnr.: 84704
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 20.76 kg
Höhe: 215 mm
Breite: 300 mm
Länge: 445 mm

€ 114,07

Zzgl. MwSt.

Karton 4 x 5 kg Beutel

Graphitfreie, phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für die Schnellaufheizung in der Modellgusstechnik.
Eigenschaften

- Einfach in den 1.000 °C vorgeheizten Ofen stellen
- Ergibt superglatte Oberflächen
- Höchste Präzision
- Passgenaue Güsse
- Gut auszubetten