



Honigum Mono

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, Zubehör



Artikelnr.: 84722

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.296 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 59 mm

Länge: 107 mm

€ 48,65

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 4 Automix-Tips, 4 Intraoral-Tips

Zuverlässiges Monophasen-Abformmaterial auf der Basis von A-Silikon. Die Anwendungsgebiete sind Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate).

- Präzision in nur einem Schritt
- Sichere Darstellung der Präparationsgrenze
- Außergewöhnliche Zeichnungsschärfe
- Gute Hydrophilie
- Niedrige Endhärte