



R-SI-LINE® MONO S FS

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen SN



Artikelnr.: 84792
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.258 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 103 mm
Länge: 131 mm

€ 42,89

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen SN

Einphasen-Präzisionsabformmaterial, sehr hydrophil, schnellhärtend.

- Produktfarbe rot/ila
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Für Einphasenabformungen
- Für Funktionsabformungen
- Schnellhärtend, Aushärtezeit 2 min
- Mittelviskos, hohe Standfestigkeit
- Thixotrop und hydrophil