



## Keramische Schleifer 731

Packung 5 Stück braun mittel, HP, Figur 107, 13 mm, ISO 065



Artikelnr.: 84811

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 68 mm

Länge: 72 mm

**€ 6,90**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Schleifer braun mittel, HP, Figur 107, Kopflänge: 13 mm, ISO 065

Keramische Schleifer weiß, harte Bindung - Spezielschleifkörper für Chrom-Kobalt-Legierungen

- Indikation: Modellgusstechnik

Keramische Schleifer hellbraun, sehr weiche Bindung - Spezielschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen

- Indikation: Modellgusstechnik

Keramische Schleifer rosa, mittlere Bindung - Spezielschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen

- Indikation: Modellgusstechnik

Keramische Schleifer braun, weiche Bindung - Spezielschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen

- Indikation: Modellgusstechnik