



Pro-Fix

Packung 100 Stück



Artikelnr.: 84828

Hersteller: Renfert GmbH

Gewicht: 0.047 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 57 mm

Länge: 75 mm

€ 19,51

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Pins

Easy-Glide - Auch für Einzelpin-Nutzer. Diese Funktion, mit der sich Pins sanft lösen lassen, hat sich bereits bei den Bi-V-Pins mit Kunststoffhülse tausendfach bestens bewährt. Der Vorteil ist das spannungsfreie Abheben der Stümpfe. Kurzer Friktionsweg von nur 1 mm und parallele Führungsstegen in der Hülse. Integrierte Kappe.