



LM DuraGradeMAX™ Formkondensierer

Stück 1,5 - 2,5 mm, dunkelgrau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 84833
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 49 mm
Länge: 195 mm

€ 49,81

Zzgl. MwSt.

Stück Formkondensierer 1,5 - 2,5 mm, dunkelgrau, LM-ErgoMax™ Griff

Zum Kondensieren und Modellieren großer Füllungsflächen.

LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.