



ARKANSAS

Packung 12 Stück RA, Figur 001, ISO 030



Artikelnr.: 84877
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 37 mm
Länge: 37 mm

€ 19,53

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Finierer RA, Figur 001, ISO 030

Schleifkörper aus hochwertigem, feinkörnigem Aluminium - Oxid mit keramischer Bindung. Speziell geeignet für das schnelle, formgenaue Finieren (Feinstbearbeitung) von: Komposit - Materialien. Finieren von Zahnschmelz, Zahnstümpfen, Kompositen und Keramik. Garantieren ein vibrationsfreies Arbeiten.

Korngrösse = extrafein, Bindung = hart

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl FG - 15.000 U/min., RA - 7.000 U/min.