



Aplicap™ Aktivator/Applier

Stück Aktivator



Artikelnr.: 84911

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.303 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 90 mm

Länge: 167 mm

€ 50,80

Zzgl. MwSt.

Stück Aktivator

Das 3M™ Aplicap™ Aktivator/Applikator Kombi-Pack zum einfachen Aktivieren und Applizieren der 3M™ Aplicap™ Kapseln. Einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und Qualität dank des 3M™ Aplicap™ Systems. Einfache Aktivierung des Pulvers und der Flüssigkeit, um die Aplicap-Kapsel zum Mischen vorzubereiten.