



Aplicap™ Aktivator/Applier

Stück Applier



Artikelnr.: 84912
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.215 kg
Höhe: 71 mm
Breite: 69 mm
Länge: 243 mm

€ 72,16

Zzgl. MwSt.

Stück Applier

Das 3M™ Aplicap™ Aktivator/Applikator Kombi-Pack zum einfachen Aktivieren und Applizieren der 3M™ Aplicap™ Kapseln. Einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und Qualität dank des 3M™ Aplicap™ Systems. Einfache Aktivierung des Pulvers und der Flüssigkeit, um die Aplicap-Kapsel zum Mischen vorzubereiten.