



EVE CHROM PLUS

Packung 10 Stück unmontiert, blau mittel, Figur 372, 22 x 3 mm



Artikelnr.: 84945

Hersteller: EVE Ernst Vetter GmbH

Gewicht: 0.019 kg

€ 8,88

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, blau mittel, Figur 372, 22 x 3 mm

Spezielles Poliersystem für die Bearbeitung von Chrom-Legierungen, Edelstahl und Titan.

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungen
- Siliziumcarbidkörnung
- Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan
- Drehzahlbereich blau/hellblau = 8.000 - 15.000 U/min, max. 20.000 U/min.
- Drehzahlbereich grün = 5.000 - 7.000 U/min., max. 10.000 U/min.