



Anrührspatel

Stück 18210200



Artikelnr.: 85031
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.098 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 37 mm
Länge: 256 mm

€ 18,87

Zzgl. MwSt.

Stück Anrührspatel 18210200

Der *Anrührspatel* ist für alle Becher der Twister-Reihe das optimale Werkzeug in punkto Vorspateln, und um die angemischten Massen vollständig aus dem Becher zu schöpfen. Abgerundete Kanten schonen die Becher. Länge und Stabilität erlauben auch das Durchmischen großer Mengen.