



TOPDENT Silicone Brushes

Stück schwarz, 24504



Artikelnr.: 85086

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 40 mm

Länge: 245 mm

€ 21,83

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste schwarz, 24504

Instrumente für die Verarbeitung von Composite-Kunststoffen wie Artglass, belleGlas und ähnlichen Kunststoffen.

- schnellerer Aufbau von Composite-Kunststoffen
- Dichte, porenfreie Restaurationen
- kein Anhaften der Materialien am Instrument
- Das abschließende Glätten mit dem weichen, weißen Silikonspitzen reduziert die Schleif- und Polierzeit erheblich