



LM Williams-Parodontometer

Stück hellblau, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 85125
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 35,94

Zzgl. MwSt.

Stück Parodontometer hellblau, LM-ErgoSense® Griff

Farbkodierte Skala (1-2-3-5-7-8-9-10 mm) erleichtert das Messen der Zahnfleischtaschen

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.