



Profibase

Packung 50 Stück OK



Artikelnr.: 85141
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 1.415 kg
Höhe: 86 mm
Breite: 114 mm
Länge: 220 mm

€ 56,10

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Platten OK

Profibase ist ein lichthärtendes rosa-transparentes Basisplattenmaterial zur einfachen und rationellen Erarbeitung von Wachsaufstellungen. Eine zahnfleischähnliche Farbgebung steigert die Akzeptanz bei Patient und Zahnarzt. Die Basisplatten lassen sich einfach und zeitsparend mit der Hand formen. Überschüssiges Material kann mit einem scharfen Messer abgeschnitten und - ein großer ökonomischer Vorteil von *Profibase* - wiederverwendet werden. Die Aushärtung erfolgt in einem handelsüblichen Halogenlichtgerät oder unter UVA-Licht. *Profibase* Basisplatten sind dauerhaft stabil und druckfest und besitzen ein angenehmes Pfefferminzaroma.