



Omnitemp C

Packung 5 ml Kartusche Minimix



Artikelnr.: 85272

Hersteller: Omnident GmbH

Gewicht: 0.041 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 40 mm

Länge: 150 mm

€ 22,31

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Kartusche Minimix

Omnitemp C ist ein klinisch bewährter, eugenolfreier Befestigungszement in der praktischen Automix Spritze. *Omnitemp C* hat eine sehr gute Haftung, lässt sich leicht wieder entfernen und eignet sich hervorragend für jede temporäre Befestigung. Die Zugabe von Supra Calciumhydroxid fördert die Bildung von Sekundärdentin. Die hohe Ergiebigkeit der Automixkanüle ermöglicht eine schnelle und ökonomische Anwendung.