



## Omnitemp KB

Packung 50 ml Kartusche 4:1 Automix A2, 10 Mischkanülen

---



Artikelnr.: 85313  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.168 kg  
Höhe: 60 mm  
Breite: 103 mm  
Länge: 145 mm

**€ 45,57**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 50 ml Kartusche 4:1 Automix A2, 10 Mischkanülen

*Omnitemp KB* ist das höchstästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung. Fluoreszenz und eine gute Polierbarkeit sorgen für ein natürliches und hygienisches Aussehen, eine hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz für eine überdurchschnittliche Stabilität und eine schnelle Verarbeitung. Einfache Beschleif- und Polierbarkeit für optimale Anwendungseigenschaften. *Omnitemp KB* hat eine extrem niedrige Temperaturerhöhung bei der Polymerisation und ist daher sehr patientenfreundlich.