



Omnizid

Kanister 10 Liter Lemon



Artikelnr.: 85322
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 9.559 kg
Höhe: 300 mm
Breite: 199 mm
Länge: 237 mm

€ 31,93

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter Omnizid Lemon

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion auf Basis von Alkoholen und Quats zur wirksamen und schnellen Flächendesinfektion. Eignet sich hervorragend zur Schnelldesinfektion von Hand- und Winkelstücken, sowie von Alginat- und Silikon-Abdrücken. Materialschonend bei der Desinfektion von Mundprothesen. *Omnizid* hat einen angenehmen, frischen Duft und extrem kurze Einwirkzeiten. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (*candida albicans*), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/ HCV/Vaccinia) und H1N1 (Schweinegrippe) Begrenzt viruzid Plus. Einwirkzeit nach den Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; HBV/HCV/ HIV/Vaccinia und H1N1-Inaktivierung: Konz.: 1 Minute*.

*(kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste: 5 Minuten)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.