



Pressure Spot Indicator

Packung 20 ml Activator



Artikelnr.: 85462

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.047 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 41 mm

Länge: 140 mm

€ 16,36

Zzgl. MwSt.

Packung 20 ml Activator

Das Material auf Polysiloxanbasis für die Lokalisierung von hohen Stellen in Zahnersatz.

- Erkennen von Druckpunkten an neuen oder bestehenden Teil- und Totalprothesen
- Feststellung der Notwendigkeit einer Unterfütterung
- Prüfung der exakten Passform von Inlays, Kronen, Brücken und Gusskonsolen