



Dosierpumpe

Stück für 1 l Flasche



Artikelnr.: 85524
Hersteller: Dürr Dental SE
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 151 mm
Länge: 256 mm

€ 13,75

Zzgl. MwSt.

Stück Dosierpumpe für 1 Liter Flasche

Dosierpumpe für 500 ml und 800 ml HD-Flaschen zur Applikation der Händepräparate HD 410, HD 412 essential, HD 435, HD 440.