



Super-Snap®

Nachfüllpackung 50 Scheiben, rot, Körnung extra fein, mini



Artikelnr.: 85538
Hersteller: Shofu Dental GmbH
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 47 mm
Länge: 73 mm

€ 10,38

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 50 Scheiben, rot, Körnung extra fein, Beschichtung beidseitig, mini

Poliersystem für Microfill/Composite Füllungen. Vier Körnungen ermöglichen eine perfekte Politur vom Konturieren bis zum Hochglanzpolieren. Die beschichteten Polierscheiben sind extrem dünn und hochflexibel. Sie sind auf weichen, elastischen Trägern befestigt, die einfach auf das Mandrell aufgesetzt werden. Konturieren, Finieren und Polieren bis zum Hochglanz von Komposit-Restaurationen.

- Konturieren: Super-Snap® Scheibe schwarz (grobe Körnung)
- Finieren: Super-Snap® Scheibe violett (mittlere Körnung)
- Polieren: Super-Snap® Scheibe grün (feine Körnung)
- Hochglanz: Super-Snap® Scheibe rot (extrafeine Körnung)