



## Exa Intrapol

Packung 12 Stück unmontiert, weiß fein, Figur 303, 3 mm, ISO 170



Artikelnr.: 85687  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.014 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 91 mm  
Länge: 135 mm

**€ 10,08**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Polierer unmontiert, weiß fein, Figur 303, 3 mm, ISO 170

Universalpolierer aus Silikon für Kunststoffe und Gips. Polierer mit hochwertigen integrierten Poliermitteln für ein schnelles Abtragen und Finieren.

Anwendungshinweise: Immer mit leichtem Anpressdruck arbeiten. Drehzahl-Angaben einhalten. Die Verwendung von Polierpaste ist nicht notwendig.

- Grobe Körnung 20.000 U/min.
- Feine Körnung 10.000 U/min.
- Kunststofftechnik, Modellherstellung