



ENAMEL plus® Tender

Spritze 3 g UD2



Artikelnr.: 85764
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 115 mm
Länge: 215 mm

€ 98,25

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g UD2

Das perfekte Abbild eines natürlichen Zahnes Mikrohybrid-Komposit für Praxis und Labor mit hochelastischem Dentinkörper, pastösem Opaker und einem Haftvermittler, der ein einzigartiges Bonding garantiert.

Tender: superelastische Dentinmassen HRi mit hochresistentem Schmelz – Das perfekte Team!

Besser als Keramik

Das Komposit ermöglicht vielfältige Lösungen auf Implantaten, sowie bei kombiniertem Zahnersatz. Ergänzungen und Modifikationen können am Stuhl mit derselben Masse erfolgen, die auch im Labor verwendet wird. Enamel plus HRi kann sowohl zum Zementieren, als auch zur Unterfütterung der Laborarbeit genutzt werden. Es kann vor dem Abdruck als Liner genutzt werden.