



Keramische Schleifer 666

Packung 5 Stück weiß extra fein, RA, Figur 257, 6,5 mm, ISO 025



Artikelnr.: 85906

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

€ 9,97

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer weiß extra fein, RA, Figur 257, Kopflänge: 6,5 mm, ISO 025

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik.

- Indikation: Füllungsbearbeitung

Arkansasschleifer weiß (661XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Composite. Signifikante Reduzierung des Randspalts.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung