



picopreci plus

Set rosa



Artikelnr.: 86005
Hersteller: Picodent GmbH
Gewicht: 0.172 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 127 mm
Länge: 168 mm

€ 123,28

Zzgl. MwSt.

Set 3 x 3 g Spritze rosa, 12 Tips, 5 ml Bonder

picopreci plus ist ein gelförmiger, lichthärtender Präzisionskunststoff für den Gebrauch in der Praxis und im Labor. Das Gel ermöglicht schnelles Arbeiten ohne Vorwälle oder lange Polymerisationszeiten. Es ist ideal für feine Korrekturen in Kunststoff, Verschließen von Mikrospalten, schnelles Wiederbefestigen von Zähnen auf dem Modell, Fertigung von Sätteln, Randgestaltung bei Implantaten, punktgenaues Arbeiten direkt im Mund z. B. Verschließen von Schraubenkanälen u. v. a. m.