



GC G-CEM

Packung 50 Kapseln A2



Artikelnr.: 86124
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.24 kg
Höhe: 101 mm
Breite: 108 mm
Länge: 188 mm

€ 189,21

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kapseln A2

GC G-CEM ist ein dualhärtender, selbsthaftender Universal-Kunststoffzement in Kapseln, der für die adhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen wie Vollkeramik, Metall oder Komposit bestens geeignet ist. GC G-CEM ermöglicht beste Handhabung und verfügt über ausgezeichnete selbsthaftende Eigenschaften. Er vereint beste mechanische, adhäsive sowie ästhetische Eigenschaften.