



neodisher® TS

Kanister 10 Liter



Artikelnr.: 86340

Hersteller: Chem. Fabrik Dr. Weigert

Gewicht: 11.1 kg

Höhe: 310 mm

Breite: 200 mm

Länge: 241 mm

€ 62,85

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter

Klarspüler-Flüssigkonzentrat. Sauer eingestellt, verhindert Kalkablagerungen, universell einsetzbar. Für Geschirr aus Porzellan, Edelstahl und vielen Kunststoffen geeignet.