



## Silikon- & Wachsentspanner

Flasche 500 ml

---



Artikelnr.: 86358

Hersteller: DFS-DIAMON GmbH

Gewicht: 0.464 kg

Höhe: 195 mm

Breite: 62 mm

Länge: 108 mm

**€ 12,92**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche 500 ml**

Verdunstet rückstandsfrei innerhalb von 20 Sekunden. Für Silikonabdrücke und Wachsmodele. Zur Erzielung glatter und blasenfreier Oberflächen bei Wachs, Flexetten-Modellen sowie Plastik-Attachments. Optimierte die Kantenschärfe von Gipsmodellen bei Silikonabdrücken.