



silone®

Tube 160 ml



Artikelnr.: 86592

Hersteller: DETAX GmbH

Gewicht: 0.243 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 58 mm

Länge: 213 mm

€ 25,30

Zzgl. MwSt.

Tube 160 ml

Universal-Abformmaterial, mittlere Konsistenz. Mittelfließend, zur Abformung bezahnter Kiefer. Besonders geeignet für partielle, Kupfering- und Inlayabformungen. Farbe: rotbraun