

Anrührbecher

Stück S, maximale Füllmenge 150 ml, ohne Rührwerk für Multivac4



Artikelnr.: 86605
Hersteller: DeguDent GmbH
Gewicht: 0.164 kg
Höhe: 85 mm
Breite: 85 mm
Länge: 70 mm

€ 64,51

Zzgl. MwSt.

Stück Anrührbecher S, maximale Füllmenge 150 ml, ohne Rührwerk für Multivac4

Anrührbecher für den Multivac compact, Multivac eco und Multivac 4.