



Arbeitsmodell AG-3

Stück OK inklusive 16 Zähne



Artikelnr.: 86662

Hersteller: FRASACO, Franz Sachs

Gewicht: 0.135 kg

€ 103,31

Zzgl. MwSt.

Stück Modell OK inklusive 16 Zähne

Das Arbeitsmodell entspricht einem Erwachsenenengebiss. Die Modellbasis ist aus hartem, verzugsfreiem Kunststoff, bei der die Ober- und Unterkiefer in einer stabilen Interkuspitation mit 32 verschraubbaren Zähnen aus Duroplast okkludieren. Die Metallrückenplatte mit Gewinde ermöglicht das wahlweise Einschrauben oder Befestigen mit Magnetaufnahmeplatten in Frasco-Phantomköpfe.

Die Kaufächenanatomie entspricht dem jugendlichen (15- bis 20-jährigen) abrasionsfreien Typ.

Interkuspitationsbeziehungen:

- Frontzahnrelation: deutlicher Überbiss, initiale Front- und Eckzahnführung
- Bereich des Prämolaren und des ersten Molaren: Zahn-zu-Zweizahnbeziehung
- Bereich des 2. und 3. Molaren: Zahn-zu-Zahnbeziehung

Gingiva - Weiche, auswechselbare Zahnfeischaufage, entspricht anatomisch einem ca. 40-jährigen Patienten.

Hauptsächlicher Einsatz - Übungen zur präventiven, konservierenden und prothetischen Zahnheilkunde unter Berücksichtigung funktioneller Okklusionsbeziehungen. Für Hygieneübungen beachten Sie bitte die Modellvariante AG-3 H.