



## Exa CeraPol

Packung 12 Stück grau, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 050



Artikelnr.: 86684  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.013 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 89 mm  
Länge: 131 mm

**€ 12,61**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Polierer grau, RA, Figur 243, Kopflänge: 10 mm, ISO 050

2 - Stufen Finier- und Poliersystem für alle keramischen Füllungen, Teil- und Vollkronen-Restorationen. Polierer zum Finieren und Polieren von Keramik Oberflächen. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig.

- hellgrau - abrasive Vorpolitur, glättet Diamantschliff-Flächen - Drehzahl 10.000 U/min.
- rosa - leicht abrasive Politur, erhält die anatomische Struktur - Drehzahl 5.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik, mit Wasserspray benutzen
- 0352RA & 0362RA - Klebstoffentferner, Kieferorthopädie