



MIRATRAY® 140 °

Packung 6 Stück UK AI/3, large



Artikelnr.: 86881

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.155 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 155 mm

Länge: 270 mm

€ 6,09

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Abdrucklöffel UK AI/3, large

Autoklavierbarer Kunststoff-Abformlöffel. Transparent, bedingt formbar und trotzdem stabil. Hohe Retention der Abformmasse durch spezielle Retentionsausformungen. Praktisch mit dem Filzstift zu beschriften. Lieferbar in drei Größen.