



CompoSite

Packung 12 Stück Standard, RA, Figur Midispitze, ISO 040



Artikelnr.: 86905
Hersteller: Shofu Dental GmbH
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 56 mm
Länge: 57 mm

€ 14,14

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer Standard, RA, Figur Midispitze, ISO 040

Ohne den Schmelz zu beschädigen, dienen die CompoSite Instrumente der Politur und Hochglanzpolitur von Komposit-Restaurationen. *CompoSite* Polierer werden zum Ausarbeiten und zur Vorpolitur verwendet, *CompoSite* Fine (mit weißer Schaftmarkierung) zur Politur. Die flexiblen und sich den Oberflächen anpassenden Kelche und Scheiben polieren sicher subgingivale und interproximale Oberflächen. Birne und Midispitze eignen sich besonders zum Polieren okklusaler und linguale Oberflächen.

Anwendungsbereich:

In der Zahnarztpraxis: Finieren und Polieren von Mikro- und Hybrid-Komposit-Restaurationen, wie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken im Mund des Patienten sowie zur Entfernung von Zementresten orthodontischer Bänder (Brackets).

- Empfohlene Drehzahl RA: 10.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.
- Empfohlene Drehzahl FG: 10.000 - 12.000 U/min., max. 15.000 U/min.