



TORK® Mini Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 System

Stück weiß



Artikelnr.: 86922

Hersteller: SCA Hygiene Products GmbH

Gewicht: 2.099 kg

Höhe: 303 mm

Breite: 148 mm

Länge: 220 mm

€ 24,08

Zzgl. MwSt.

Stück Spender weiß

TORK® Mini Spender für Zickzack und Lagenfalz Papierhandtücher. Kompakter H3 Handtuchspender für Falthandtücher zur Einzeltuchentnahme. Ideal für niedrig bis mittelmäßig frequentierte Waschräume und durch Einzeltuchentnahme hygienisch und sparsam. TORK® Elevation Design Modern, funktional und nahtlos - dies macht das elegante Elevation Design aus. Das Gehäuse in Schwarz oder Weiß aus hochwertigem Kunststoff hinterlässt bei Besuchern Ihres Waschraums einen guten Eindruck.

TORK® Zickzack- und Lagenfalz Handtuchspender in Elevation Design:

- Hygienisch durch Einzeltuchentnahme
- Seitlich aufklappbare Blende für leichtes Nachfüllen
- Für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucher-Frequenz
- Prämiertes Design: Gewinner des iF Product Design Award und des Red Dot Award 2014
- Vorgefertigte Bohrlöcher für einfache Wandmontage" Kompatibel mit H3 Nachfüllungen
- Elevation, B 33.2 cm, H 29.1 cm, T 13.5 cm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß oder Schwarz