



# S-U-Ästhetikwachs

Kegel 45 g Ästhetikwachs O, braun



Artikelnr.: 87015

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.081 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 54 mm

Länge: 55 mm

**€ 18,19**

Zzgl. MwSt.

Kegel 45 g Ästhetikwachs O, braun

*S-U-Ästhetikwachs* zeichnet sich durch seine geringe Kontraktion, verbesserte Fließ- und Schabeigenschaften aus.

*S-U-Ästhetikwachs-O* ist ein rein organisch eingefärbtes Modellierwachs, dadurch im flüssigen Zustand transparent. Ideal für die Presskeramik.

*S-U-Ästhetikwachs-A* enthält einen geringen Anteil anorganischer Farbstoffe, dadurch im flüssigen Zustand opak. Erleichtert dadurch z. B. Auszubildenden das Erlernen der Modellationstechnik. Ideal für die Gusstechnik, nicht für die Presskeramik geeignet. Erstarrungspunkt 51 °C.