



Traypurol®

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 87056
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 1.236 kg
Höhe: 221 mm
Breite: 89 mm
Länge: 89 mm

€ 35,72

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Bewährtes Wirkstoffkonzentrat zur selbsttätigen Reinigung von Abdrucklöffeln und Instrumenten. *Traypurol®* löst Reste von Alginaten, Glasionomer-, Carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxid-Eugenol-Zementen, ist biologisch abbaubar und materialschonend. Auch im Ultraschallgerät einsetzbar.

Traypurol® in praktischen Tabs!

Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungspulvern lösen sich *VOCO Traypurol®* Tabs selbstständig in Wasser auf und sind daher besonders leicht zu dosieren. Jeweils zwei Tabs sind ausreichend für einen Liter Reinigungslösung. Durch die besondere Wirkstoffkombination sind *Traypurol®* tabs sehr ergiebig. *Traypurol®* tabs sind biologisch abbaubar, pH-neutral und damit materialschonend. Sie sind für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet.