



Original TANAKA-Pinsel für die Dentalkeramik

Stück Stain Brush



Artikelnr.: 87200

Hersteller: Asami Tanaka Dental

Gewicht: 0.002 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 6 mm

Länge: 133 mm

€ 12,64

Zzgl. MwSt.

Stück Pinsel Stain Brush

Der Original TANAKA Big Brush

mit standfester Spitze ermöglicht feinste Schichtungen. Die Keramik wird beim Schichten gleichmäßig feucht gehalten. Damit werden Keramiksprünge verhindert.

TANAKA Touchup Brush

wird für kleinere Keramikkorrekturen verwendet.

TANAKA Glaze Brush

mit der stumpfen Kante können Sie ein Minimum an Glasurmasse in die Oberflächenrauigkeit der gebrannten Keramik "einreiben", ohne eine Glasurmassenschicht zu bilden.

TANAKA Stain Brush

die feine, aber trotzdem feste Spitze eignet sich ideal, wenn Fissuren bemalt und feine Linien im Zervikal- und Interdentalbereich präzise gezeichnet werden sollen.

TANAKA Cleanup Brush

nach dem Auftragen der Keramik und vor dem Brand werden das Kroneninnere und der Zervikalrand mit dem - trockenen - Cleanup Brush von Streupartikeln befreit.

TANAKA Micro Brush

mit der sehr langen und feinen Spitze können auch tiefe Stellen im Okklusal- und Interdentalbereich gezielt bemalt werden.