



## Separierscheibe

Packung 50 Stück schwarz ultra fein, 0,22 mm

---



Artikelnr.: 87353

Hersteller: Asami Tanaka Dental

Gewicht: 0.5 kg

**€ 73,16**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 50 Scheiben schwarz ultra fein, 0,22 mm

Diese feinkörnigen Separierscheiben (Stärke 0,22 mm) sind sehr gut geeignet zum Ausarbeiten oder Trennen im Interdentalbereich, für die Keramiktextur und zum Abtrennen von Gusskanälen. Geeignet für Metall und Keramik gleichermaßen. 50 Scheiben je Packung.