



SAM Artikulatoren Magnetplatte

Stück



Artikelnr.: 87404
Hersteller: Rossner AG
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 28 mm
Länge: 74 mm

€ 21,11

Zzgl. MwSt.

Stück Magnetplatte

Quicksplit-Systeme sind die optimale Basis für Ihren Artikulator. Sie können mehrere Artikulatoren miteinander gleichschalten oder Ihre Modelle jederzeit wechseln. Identische Montagen und Überkreuzmontagen sind so problemlos praktikabel. Die hierfür benötigte Präzision garantiert das patentierte Herstellungsverfahren mit der besonders glatten Oberfläche.