



TopBrush

Packung 5 Stück ISO 070, RA, Kelch



Artikelnr.: 87452
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 63 mm
Länge: 87 mm

€ 11,60

Zzgl. MwSt.



Packung 5 Bürsten ISO 070, RA, Kelch

TopBrush mit einer maximalen Umdrehung von 10.000, Opt. 6.000. Nylonbürsten mit integrierten Polierkörpern zum Entfernen von starken Zahnbelägen und zur Glanzpolitur von Composite- und Keramikmaterialien.