

Medentex PureMotion M40S



Artikelnr.: 874565

Hersteller: Medentex

€ 4.680,00

Zzgl. MwSt.

Amalgamabscheider ohne Rotation

- Separierbehälter, 2 Abscheider, Halterung
- Für max. 3-4 Zimmer
- Für vorhandene Trockensaugmaschine
- Wartungsarmer Sedimentationsabscheider
- 2-Kammer-Separierbehälter
- Keine jährliche Prüfung durch jährlichen Tausch des Behälter

Optionen und Mehrpreise:

	Herstellerlistenpreis
Austausch je Amalgamabscheider pro Jahr	€ 108,- zzgl. MwSt.
5-Jahresprüfung (Kit und Techniker)	€ 490,- zzgl. MwSt.
Entsorgungspauschale Altgerät	€ 180,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage	Berechnung nach Aufwand!